

旋卡式不鏽鋼多連過濾座



影片介紹

產品特色

- ▶ **極速拆裝設計**
MultiVac 多連過濾座每個組件皆能快速拆裝，方便各零件的清潔、滅菌、維護及更換。
- ▶ **SS316 不鏽鋼材質**
MultiVac 300 / 600 - MB 與液體接觸的部份皆採用 SS316 不鏽鋼製作，堅固耐用。
- ▶ **Quick-Fit 接頭設計**
MultiVac 多連過濾座兩端的插心接頭和止水閥可快速拆裝互換，以符合各實驗室的需求。
- ▶ **可調式補氣閥**
MultiVac 300 / 600 - MB 多連過濾座獨創的可調式補氣閥，可避免水錘現象，幫助排除管內殘留的積水。
- ▶ **獨立控制開關**
MultiVac 多連過濾座可依需求，個別控制各個過濾座。

產品應用

- ▶ 微生物檢測
- ▶ 水中懸浮固形物檢測
- ▶ 實驗室真空過濾

訂購資訊

180300-02

MultiVac 300 - MB, 3 連不鏽鋼過濾座 (不含不鏽鋼過濾杯)

180600-02

MultiVac 600 - MB, 6 連不鏽鋼過濾座 (不含不鏽鋼過濾杯)

180100-01

100 ml SF 不鏽鋼過濾杯

180100-03

300 ml SF 不鏽鋼過濾杯

180100-05

500 ml SF 不鏽鋼過濾杯

MultiVac 300 - MB



可調式補氣閥



Quick-Fit 接頭

MultiVac 600 - MB



產品規格

| 型號 | MultiVac 300 - MB | MultiVac 600 - MB |
|------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 過濾孔數 | 3 | 6 |
| 濾膜直徑 | 47 mm | 47 mm |
| 搭配過濾杯容量 | 100 ml / 300 ml / 500 ml (選配) | 100 ml / 300 ml / 500 ml (選配) |
| 適用軟管內徑 | ID8 | ID8 |
| 尺寸 (LxWxH) | 48 x 13 x 11 cm | 85 x 13 x 11 cm |
| 各部位名稱 | 材質 | 材質 |
| 主體 | SS316 | SS316 |
| 獨立控制閥 | SS316 | SS316 |
| 過濾座 | SS316 | SS316 |
| 濾膜墊片 | SS316 | SS316 |
| 接頭 | SS316 | SS316 |
| 手把 / 旋鈕 | Aluminum | Aluminum |

旋卡式不鏽鋼多連過濾座



影片介紹

產品特色

- ▶ **極速拆裝設計**
MultiVac 多連過濾座每個組件皆能快速拆裝，方便各零件的清潔、滅菌、維護及更換。
- ▶ **SS316 不鏽鋼材質**
MultiVac 300 / 600 - MB 與液體接觸的部份皆採用 SS316 不鏽鋼製作，堅固耐用。
- ▶ **Quick-Fit 接頭設計**
MultiVac 多連過濾座兩端的插心接頭和止水閥可快速拆裝互換，以符合各實驗室的需求。
- ▶ **可調式補氣閥**
MultiVac 300 / 600 - MB 多連過濾座獨創的可調式補氣閥，可避免水錘現象，幫助排除管內殘留的積水。
- ▶ **獨立控制開關**
MultiVac 多連過濾座可依需求，個別控制各個過濾座。

產品應用

- ▶ 微生物檢測
- ▶ 水中懸浮固形物檢測
- ▶ 實驗室真空過濾

訂購資訊

180301-02

MultiVac 301 - MB, 3 連不鏽鋼過濾座
(含 SF 不鏽鋼過濾杯, 100 ml x 3)

180601-02

MultiVac 601 - MB, 6 連不鏽鋼過濾座
(含 SF 不鏽鋼過濾杯, 100 ml x 6)

180100-01

100 ml SF 不鏽鋼過濾杯

180100-03

300 ml SF 不鏽鋼過濾杯

180100-05

500 ml SF 不鏽鋼過濾杯

MultiVac 301 - MB



可調式補氣閥



Quick-Fit 接頭

MultiVac 601 - MB



產品規格

| 型號 | MultiVac 301 - MB | MultiVac 601 - MB |
|------------|-------------------|-------------------|
| 過濾孔數 | 3 | 6 |
| 濾膜直徑 | 47 mm | 47 mm |
| 搭配過濾杯容量 | 100 ml | 100 ml |
| 適用軟管內徑 | ID8 | ID8 |
| 尺寸 (LxWxH) | 48 x 13 x 14.3 cm | 85 x 13 x 14.3 cm |
| 各部位名稱 | 材質 | 材質 |
| 主體 | SS316 | SS316 |
| 獨立控制閥 | SS316 | SS316 |
| 過濾座 | SS316 | SS316 |
| 濾膜墊片 | SS316 | SS316 |
| 接頭 | SS316 | SS316 |
| 手把 / 旋鈕 | Aluminum | Aluminum |
| 濾杯 | SS316 | SS316 |

多連過濾座組合與配件

選擇適合的 *MultiVac* 產品組合

A

1. 選擇 MultiVac MB 過濾座



MultiVac 300 - MB
3 連不鏽鋼過濾座
(180300-02)



MultiVac 600 - MB
6 連不鏽鋼過濾座
(180600-02)



2. 選擇適合的不鏽鋼過濾杯



Rocker, 100 ml
SF 不鏽鋼過濾杯
(180100-01)



Rocker, 300 ml
SF 不鏽鋼過濾杯
(180100-03)



Rocker, 500 ml
SF 不鏽鋼過濾杯
(180100-05)



100 ml
SF 不鏽鋼過濾杯蓋
(180100-11)



300 ml / 500 ml
SF 不鏽鋼過濾杯蓋
(180100-13)

B

1. 選擇 MultiVac MS 過濾座



MultiVac 300-MS
3 連不鏽鋼過濾座
(180300-01)



MultiVac 600-MS
6 連不鏽鋼過濾座
(180600-01)



2. 選擇適合的過濾漏斗



Rocker, 300 ml
MF 3 磁式過濾漏斗
(200300-01)



Rocker, 500 ml
MF 5 磁式過濾漏斗
(200500-01)



Rocker, 300ml
VF 6 玻璃過濾漏斗
(167120-31)

C

1. 選擇 MultiVac MS 過濾座



MultiVac 300
3 連不鏽鋼過濾底座
(180300-00)



MultiVac 600
6 連不鏽鋼過濾底座
(180600-00)



2. 選擇適合的拋棄式漏斗與轉接座



Sartorius, 100 ml / 250 ml
Microsart® 拋棄式過濾杯
(16A07-10-----N/
16A07-25-----N)



Millipore, 100 ml / 250 ml
Microfil® 拋棄式過濾杯
(MIHAWG100/MIHAWG250)



Pall, 100 ml / 250 ml
Sentino® 拋棄式過濾杯
(4870/4871)

+

+

+



Sartorius 拋棄式
過濾杯轉接座
(190100-74)



Millipore 拋棄式
過濾杯轉接座
(190100-73)



Pall 拋棄式
過濾杯轉接座
(190100-75)

客製化設計

我們可以提供您
客製化過濾設備

